


Intervalle


Die Funktion **Intervalle** zeigt alle Intervalle der Geräte an, für die der Benutzer die Modul-Rechte besitzt. Intervalle ausgemusterter Geräte werden nicht angezeigt.




Aus dieser Übersicht heraus können die dazugehörigen Geräte geöffnet und weiter bearbeitet werden.


Ein Gerät kann auch hier per Scan der ID-Felder geöffnet werden.


Über die Schaltfläche  können die Intervalle nach Datum, Art/Typ und Standort sortiert werden:




Über die Schaltfläche  kann die Anzeige noch zusätzlich auf ein Modul oder einen Standort eingeschränkt werden.

 Intervalle  

 Suchen

0001 Pressluftatmer, PSS 7000
 **1/2 Jahresintervall**
01.11.23
BKRZ

MED-FL-002 Flaschen - med. Sauerstoff, 2 l / 200 bar
 **Chargenablauf**
30.10.23
Zentrallager (Warenannahme), Med.
Verbrauchmaterial, Schrank 07